

GUANTE SINTÉTICO QUIRÚRGICO LIBRE DE LÁTEX ESTÉRIL SIN POLVO

Guante Estéril ortopédico



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Guante sintético quirúrgico, libre de látex sin polvo.
Marca:	Arosa
Material:	Neopreno, caucho sintético derivado de la polimerización del cloropreno, adquiere el nombre de guante sintético de policloropreno. Este guante tiene 4 capas en su estructura.
Color:	Ocre.
Tallas:	6, 6 1/2, 7, 7 1/2, 8, 8 1/2
Presentación:	50 pares x caja. Cada par en sobre estéril.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Guante de neopreno, sin látex y sin polvo. Son perfectamente cómodos, anatómicos y extrarresistente. Entre sus usos destaca pabellones, oftalmología, preparación de drogas citoestéticas, áreas de distribución de alimentos y laboratorios. Por su característica inerte se transforma en el guante de elección para evitar contaminación cruzada.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Sí, en rayos gamma. Este insumo recibe radiación por menos de un minuto para o dañar a los polímeros de la estructura.
Polvo:	No.		
Componente del polvo:	No aplica.		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 2° y 50°C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Anatómico:	Si: ☒ No: ☐	Microtexturado:	Si: ☒ No: ☐	Resistente:	Si: ☒ No: ☐
Suave:	Si: ☒ No: ☐	Flexible:	Si: ☒ No: ☐	Elasticidad:	Si: ☒ No: ☐

- Guante anatómico que disminuye la fatigabilidad en sus manos, especial para usos prolongado.
 - Textura suave para un calce cómodo.
 - Guante microtexturado en dedos.
 - Guante con una elasticidad, flexibilidad y mejor efecto memoria que los estándares conocidos.
 - Producto hipoalergénico que disminuye al mínimo alergias y/o problemas cutáneos.
 - Extra-reistencia dada por un grosor aumentado en dedos, y que va en degrade según las áreas anatómicas del guante. Partiendo en 0.19 mm en dedo y terminando en 0.15 mm puño.
 - Según "guante médico manual de orientación 2008 se recomienda que el guante sin polvo tenga menos de 2mg x guante".
- Referencia Warning FDA, enero 2017.**

PROPIEDADES FÍSICAS

Cont. Humedad:	Bajo 0,8% x unidad			Requisito ASTM D 3577-19 Resistencia a la elongación a la ruptura (antes del envejecimiento)	Cumple un mínimo 650%
Polvo:	Máximo 2 mg de polvo x guante				
Largo:	Mínimo 275 mm ± 3%			Fuerza de tracción estándar antes del envejecimiento ASTM indica límites 14 y 24 MPa.	Cumple un mínimo 17 MPa: (megapascascales)
Grosor mínimo:	Dedo	Palma	Puño		
	0,19 mm	0,18 mm	0,15 mm	Proteína:	No aplica

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Talla	Ancho de Palma	Largo	Espesor	Peso
ACGQLLC0	6	80 mm ± 1	299 mm ± 3	0,21 mm ± 0,01	29,9gr ± 0,5
ACGQLLC1	6 1/2	86 mm ± 1	299 mm ± 3	0,20 mm ± 0,01	30,7gr ± 0,5
ACGQLLC2	7	93 mm ± 1	299 mm ± 3	0,20 mm ± 0,01	32,9gr ± 0,5
ACGQLLC3	7 1/2	98 mm ± 1	299 mm ± 3	0,20 mm ± 0,01	34,6gr ± 0,5
ACGQLLC4	8	107 mm ± 1	299 mm ± 3	0,21 mm ± 0,01	36,5gr ± 0,5
ACGQLLC5	8 1/2	110 mm ± 1	299 mm ± 3	0,21 mm ± 0,01	36,8gr ± 0,5

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016.