

TOALLITAS ANTISÉPTICAS CON ALCOHOL AL 70%

Pad de alcohol



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Toallitas antisépticas con alcohol al 70%
Marca:	Arosa
Material:	Toallita de tela no tejida de polipropileno, impregnada con 0,4grs $\pm$ 0,1 de alcohol isopropílico al 70%.
Color:	Blanco.
Tallas:	Estándar.
Presentación:	Caja x 100sachet.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Las toallas impregnadas en alcohol son un insumo desechable. Están selladas de manera individual para conservar el alcohol, siendo un envase de muy fácil manipulación. Poseen una variedad de funciones que van desde la antisepsia de la piel, procedimiento realizado previo a cada punción, desinfección de accesos en catéteres venosos y arteriales, desinfección de frascos y ampollas del área médica previo a su administración y desinfección de todo tipo de tubuladuras del área de salud.		
Libre de látex:	Sí.	Estéril:	No
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso:	Insumo descartable para un solo uso. No reutilizar.		
Empaque:	Envase bilaminado; transparente por un lado y opaco por el otro con los datos de la trazabilidad impresos.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave Sí: ☒ No: ☐
 Seguro Sí: ☒ No: ☐
 Hipoalergénico Sí: ☒ No: ☐

- Eficaz antiséptico y desinfectante.
- El alcohol al 70% es un excelente antiséptico al disminuir la flora saprófica de nuestra piel, a excepción de las esporas bacterianas.
- Su acción se debe a la desnaturalización de las proteínas bacterianas y por ende con acción viral.
- También posee acción como desinfectante de superficies inanimadas teniendo una excelente acción con o sin impieza previa de la superficie a desinfectar.
- El alcohol al 70% es seguro ya que no irrita las pieles que están indemnes. Si se presenta pérdida de estructura cutánea o heridas no lo use directo, ya que provocará dolor y ardor.
- Las toallitas están selladas una a una en un empaque que conserva su humedad, disminuyendo además la fuga del producto y su inflamabilidad.
- No usar si el empaque está dañado.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Ancho	Largo	Peso	Densidad	Alcohol isopropílico
AATODE08	6 cm $\pm$ 0,5	3 cm $\pm$ 0,5	0,4 gr	0,84 gr/cm ² $\pm$ 0,01	70%

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485.
- CE