

Palillo de laboratorio



PALILLO DE LABORATORIO

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Palillo de laboratorio
Marca:	Arosa.
Material:	Madera de abedul.
Color:	Natural.
Tamaño:	Ver especificaciones producto.
Presentación:	Caja x 100 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Los palillos de laboratorio de madera son varillas delgadas, lisas y resistentes, elaboradas generalmente de madera de abedul o bambú. Su superficie es pulida para evitar astillas y permitir una manipulación segura. Se presentan en diferentes longitudes y grosores, según el tipo de aplicación.		
Libre de Látex	Sí	Estéril	No.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	Lugar fresco y seco a temperatura entre 2° y 50° C.		
Uso	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave	Si: ☒ No: ☐	Resistente	Si: ☒ No: ☐	Adaptable	Si: ☐ No: ☒
Hipoalergénico	Si: ☒ No: ☐	Respirable	Si: ☐ No: ☒	Impermeable	Si: ☐ No: ☒
- Fisiológicamente: insumo inerte - Textura: superficie lisa sin astillas. - Resistente a la manipulación.					

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- ISO 13458-2016.