



# PIPETA PASTEUR

## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

<b>Nombre:</b>	Pipeta pasteur
<b>Marca:</b>	Arosa
<b>Material:</b>	Polietileno
<b>Color:</b>	Transparente
<b>Tamaño:</b>	1 ml y 3 ml
<b>Presentación:</b>	Bolsa de 500 unidades

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Función:</b>	Utilizada en laboratorios para la transferencia de líquidos, medición precisa y manejo de muestras en diversos procedimientos científicos y clínicos.		
<b>Libre de látex:</b>	Si.	<b>Estéril:</b>	No
<b>Vigencia:</b>	Según el fabricante		
<b>Almacenamiento:</b>	Almacenarse en posición vertical, limpias, secas y protegidas de la luz y el calor.		
<b>Uso:</b>	Descartable, <b>no reutilizable</b>		

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Son ligeras y fáciles de usar, adaptándose cómodamente a la mano.
- Permiten transferir y dispensar pequeñas cantidades de líquidos de manera controlada, gracias a su punta fina.
- Son químicamente resistentes a la mayoría de soluciones acuosas y algunos reactivos suaves.
- No requieren equipo adicional para su uso, siendo ideales para laboratorios educativos, de investigación o industriales.
- Vienen en diferentes longitudes y presentaciones por paquete, según la necesidad del usuario.

## CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485