

LAMINILLAS PORTAOBJETOS



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Laminillas portaobjetos
Marca:	Arosa
Material:	Vidrio
Color:	Transparente
Tamaño:	25.4 x 76.2mm
Presentación:	Paquete de 50 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Lámina de vidrio rectangular de color transparente utilizada para almacenar muestras y objetos con el fin de observarlas bajo el microscopio.		
Libre de Látex	Sí.	Estéril	No.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	Almacenarse en posición horizontal, limpios y secos, en un lugar libre de polvo, humedad y luz directa, preferiblemente en cajas o estuches que eviten su movimiento y riesgo de quiebre.		
Uso	Sí, desinfectar correctamente para reutilizarlo.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Calidad óptica	Sí: ☒ No: ☐	Plano	Sí: ☒ No: ☐	Resistente	Sí: ☒ No: ☐
- Lámina de vidrio transparente de alta calidad óptica. - Resistente a productos químicos y cambios climáticos. - Baja auto-fluorescencia y alta transmisión de luz. - Dimensiones y espesor estandarizados para microscopía. - Transparente y durable.					

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO certificate 13485-2016

CERTIFICACIONES