

# PUNTA DE PIPETA



## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Nombre:</b>       | Punta de pipeta       |
| <b>Marca:</b>        | Arosa                 |
| <b>Material:</b>     | Polipropileno         |
| <b>Color:</b>        | Transparente          |
| <b>Tamaño:</b>       | 50 mm, 200 µl         |
| <b>Presentación:</b> | Bolsa de 1000 uniades |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| <b>Función:</b>        | Transferir volúmenes precisos de líquidos de manera segura y sin contaminación. Se colocan en la pipeta para aspirar y dispensar muestras, asegurando exactitud en mediciones y protegiendo tanto la muestra como el instrumento de posibles contaminantes. |                 |    |
| <b>Libre de látex:</b> | Si.                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Estéril:</b> | No |
| <b>Vigencia:</b>       | 5 años luego de su fecha de producción                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
| <b>Almacenamiento:</b> | No ponerlos en contacto o cerca de llamas, evítese su liberación al medio ambiente ya que no son biodegradables                                                                                                                                             |                 |    |
| <b>Uso:</b>            | Desechables, <b>no reutilizables</b> ,                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alta resistencia a las sustancias químicas, ideal para el trabajo con disolventes.
- Sin esterilizar.
- Autoclavables a 121 °C (2 bar).
- Con graduación para un control rápido del volumen.
- Hasta 10 µl: prueba de BRAND® y la mayoría de los modelos de Gilson®, Thermo Fischer Scientific Finnpipette®, Eppendorf® y Biohit®.
- Embalaje suelto en bolsas.
- Bolsas empaquetadas en cartones.

## CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485