

PUNTA DE PIPETA AMARILLA



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Punta de pipeta
Marca:	Arosa
Material:	Polipropileno
Color:	Amarilla
Tamaño:	50 mm. 200NL
Presentación:	Bolsa de 1000 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Transferir volúmenes precisos de líquidos de manera segura y sin contaminación. Se colocan en la pipeta para aspirar y dispensar muestras, asegurando exactitud en mediciones y protegiendo tanto la muestra como el instrumento de posibles contaminantes.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	No
Vigencia:	5 años luego de su fecha de producción		
Almacenamiento:	No ponerlos en contacto o cerca de llamas, evítese su liberación al medio ambiente ya que no son biodegradables		
Uso:	Desechables, no reutilizables ,		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alta resistencia a las sustancias químicas, ideal para el trabajo con disolventes.
- Sin esterilizar.
- Autoclavables a 121 °C (2 bar).
- Con graduación para un control rápido del volumen.
- Hasta 10 µl: prueba de BRAND® y la mayoría de los modelos de Gilson®, Thermo Fischer Scientific Finnpiptette®, Eppendorf® y Biohit®.
- Embalaje suelto en bolsas.
- Bolsas empaquetadas en cartones.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485