

# ROLLO DE GASA



## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

<b>Nombre:</b>	Rollo de gasa
<b>Marca:</b>	Arosa
<b>Material:</b>	Fibra de algodón, viscosa y poliamida
<b>Color:</b>	Blanco.
<b>Tallas:</b>	Ver especificaciones del producto.
<b>Presentación:</b>	Caja x 20 unidades.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Función:</b>	La venda gasa elasticada es un vendaje muy suave con un alto contenido de algodón, su combinación con la poliamida le permite mantener la sujeción elasticada sobre todo tipo de zonas corporales. Esta acción favorece la cicatrización en el caso de las heridas, facilitando la protección, fijación y termorregulación de la zona afectada. En otros usos nos permitirá fijar catéteres, drenajes u otros dispositivos médicos usados en el área de la salud.		
<b>Libre de látex:</b>	Si	<b>Estéril:</b>	No, es un insumo limpio.
<b>Vigencia:</b>	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
<b>Almacenamiento:</b>	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5ª y 35ª C.		
<b>Uso:</b>	Producto descartable para un solo uso. <b>No reutilizar.</b>		
<b>Empaque:</b>	Insumo en vase único de polietileno de baja densidad.		

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La venda gasa elasticada se adapta a todas las zonas corporales, incluyendo contornos y altas zonas de movimiento corporal.
- Es esterilizable en óxido de etileno.
- Posee suavidad, flexibilidad, elasticidad y resistencia.

## ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Ancho	Largo	Peso
AAVEGA02	8 cm ± 0,02	4 metros	33-35 gr/m <sup>2</sup> ± 2
AAVEGA03	10 cm ± 0,02	4 metros	33-35 gr/m <sup>2</sup> ± 2
AAVEGA04	12 cm ± 0,02	4 metros	33-35 gr/m <sup>2</sup> ± 2

## CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- Certificado Libre Látex.
- ISO 13485 : 2016.
- Inscripción FDA.
- CE.