

SELLO DE HEPARINA



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Sello de heparina
Marca:	Arosa
Material:	Polipropileno.
Color:	Rojo
Tamaño:	Universal
Presentación:	Caja x 100 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	La tapa de obturación roja es un insumo utilizado en el cierre estéril de todas la conexiones vasculares tipo luer lock macho/hembra o de cualquier otro dispositivo utilizado en las terapias endovenosas.		
Libre de Látex	Sí.	Estéril	Sí, en óxido de etileno.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricaición indicada en el empaque.		
Almacenamiento	En un lugar fresco y seco a temperatura entre 2° y 50°C.		
Uso	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La tapa roja es un cuerpo plástico rígido con una conexión macho y hembra en cada uno de sus extremos.
- Este insumo logra un cierre hermético en los accesos vasculares.
- Es usado de manera transversal en todos los servicios de salud.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Fuerza Axial	Torsión	Color
AAAPTRA6	20 Newton (N)	0,08 Newton metro (Nm).	Rojo

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO certificate 13485-2016
- CE