

SONDA DE ASPIRACIÓN



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Sonda de aspiración
Marca:	Arosa
Material:	Cuerpo y conector de sonda de policloruro de vinilo (PVC grado médico).
Color:	Sonda transparente conector de color para facilitar indentificación de tamaño
Tamaño:	Ver especificaciones producto.
Presentación:	Venta x unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Este dispositivo médico desechable se usa para aspirar secreciones bronquiales. Su estructura suave punta atraumática la hacen un elemento ideal para entrar al sistema respiratorio. En su extremo distal posee dos orificios laterales para mejorar su rendimiento aspirativo. En el extremo proximal posee orificio de conexión a red aspirativa central y orificio lateral que permite controlar la fuerza de aspiración. Con este último orificio el profesional decide si lo tapa por completo para una aspiración enérgica o lo tapa parcial para aspiración suave. Recuerde siempre introducir la sonda con el paciente semisentado.		
Libre de látex	Sí	Estéril	Sí, óxido de etileno.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave	Si: ☒ No: ☐	Termoplástico	Si: ☒ No: ☐	Atraumático	Si: ☒ No: ☐
Hipoalergénico	Si: ☒ No: ☐	Atóxico	Si: ☒ No: ☐	Resistente	Si: ☒ No: ☐

- Los orificios laterales de la sonda en su extremo distal tienen por función evitar su obstrucción con las secreciones o fluidos.
- Entre los usos ampliados de la sonda se encuentra la aspiración de fluidos corporales durante intervenciones quirúrgicas, por ejemplo: aspiración de bilis y / o sangre.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 134852016
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO			
Código Interno	Largo	Peso	Color
AASOA506	67 cm	5 gr	Verde claro
AASOA508	67 cm	5 gr	Azul
AASOAS10	67,1 cm	6 gr	Negro
AASOAS12	67,1 cm	8 gr	Blanco
AASOAS14	67,2 cm	9 gr	Verde oscuro
AASOAS16	67,2 cm	10 gr	Naranja
AASOAS18	67,2 cm	11 gr	Rojo