

SONDA NASOGÁSTRICA



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Sonda nasogástrica o Levin.
Marca:	Arosa
Material:	Cuerpo y adaptador de policloruro de vinilo (PVC grado médico)
Color:	Cuerpo transparente con línea azul radiopaca y adaptador de color para identificar tamaño.
Tallas:	6 Tamaños
Presentación:	Venta x unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Este dispositivo médico desechable se usa para drenar contenido gástrico, eliminar gases del estómago del paciente durante el acto quirúrgico y administrar tratamientos cortos como carbón activado. También se usa para alimentación enteral de manera crónica y aguda en paciente que han perdido la función alimenticia de manera autónoma.		
Libre de látex:	Sí.	Estéril:	Sí, óxido de etileno.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Sí: ☒ No: ☐	Termoplástico	Sí: ☒ No: ☐	Atraumático	Sí: ☒ No: ☐
Hipoalergénico	Sí: ☒ No: ☐	Atóxico	Sí: ☒ No: ☐	Resistente	Sí: ☒ No: ☐
- La indicación de sonda nasogástrica es médica y su ejecución lo realiza una enfermera(o). - Sonda fenestrada a nivel distal con 4 perforaciones laterales que permite ingresar alimentos enterales, medicamentos y líquidos al estómago, también absorbe contenido gástrico como líquidos y/o gases con el fin de descomprimir el abdomen y evitar una broncoaspiración. - Su longitud es mayor a 120 cm haciéndolo apto para introducir la sonda hasta el duodeno (primera porción del intestino delgado). - El French (FR) equivale al diámetro interno en mm de la sonda. - La conexión distal de la sonda se adapta a todo bajada de nutrición enteral del mercado. Excepto a las conexiones Enfit.					

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016.
- ISO 9001.
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO				
Código Interno	Talla	Largo	Peso	Diámetro externo
AASOLE08	8FR	127cm	6,9 gr	2,5 mm
AASOLE10	10FR	127,6 cm	9,4 gr	3,2 mm
AASOLE12	12FR	128 cm	12,4gr	3,8 mm
AASOLE14	14FR	128cm	15,8 gr	4,5 mm
AASOLE16	16FR	128 cm	19,1 gr	5,3 mm
AASOLE18	18FR	128 cm	24,7 gr	5,9 mm