

TÓRULAS DENTALES

Tórulas de algodón dental



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Tórulas dentales.
Marca:	Arosa
Material:	Algodón 100% natural.
Color:	Blanco.
Tallas:	Estándar.
Presentación:	Caja x 50 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Insumo médico desechable cuyo objetivo es retractar la mejilla, absorber humedad y facilitar la visión bucal al profesional dental.		
Libre de látex:	Sí.	Estéril:	No
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso:	Insumo descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La tórula dental posee un PH 7 ± 0.5
- El tiempo de absorción es de 7 segundos al contacto con saliva y/o sangre.
- El algodón de las tórulas es sometido a un proceso de limpieza, desengrase y blanqueamiento. En su certificado de análisis se concluye que no posee fibras extrañas a su algodón 100% natural.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Diámetro	Largo	Peso por unidad
AATODE08	8 mm \pm 0,2	38 mm	0,5 gr
AATODE10	10 mm \pm 0,2	40 mm	0,7 gr

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001.