



TUBO DE REACCIÓN 13 X 75 MM



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Tubo de reacción 13 x 75 mm
Marca:	Arosa
Material:	Poliestireno
Color:	Transparente
Tamaño:	13 x 75 mm, 5ml
Presentación:	Venta por unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Se usan en laboratorio para contener, mezclar, analizar o conservar pequeñas muestras de líquidos o sólidos, y son comunes en reacciones químicas, cultivos microbiológicos y centrifugación.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	No
Vigencia:	Según el fabricante		
Almacenamiento:	verticales, limpios, secos, protegidos de la luz y el calor		
Uso:	Reutilizables		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Permiten contener pequeñas cantidades de líquidos o sólidos.
- Son aptos para centrifugación y calentamiento moderado.
- Pueden usarse con tapones para mantener la muestra segura.
- Pueden usarse con tapones para mantener la muestra segura.
- Opcionalmente son estériles para aplicaciones en microbiología o análisis clínicos.
- Son compatibles con la mayoría de los soportes y racks de laboratorio.
- Se pueden utilizar para reacciones químicas, almacenamiento de muestras, cultivos microbiológicos y pruebas clínicas.
- Su tamaño estándar facilita la manipulación, etiquetado y transporte seguro de las muestras.
- Son ligeros y fáciles de manejar, lo que reduce el riesgo de accidentes en el laboratorio.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485