



TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO EDTA K3

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Tubo para extracción de sangre al vacío EDTA K3
Marca:	Arosa
Material:	Polietileno Tereftalato Transparente
Color:	Tapa lila con envase transparente.
Tamaño:	13 mm de diámetro y 75 mm de longitud
Presentación:	Bandeja de 100 unidades
Aditivo:	Anticoagulante EDTA K3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Se utilizan para obtención de sangre y realizar Hemogramas (conteo y medición de células). El contenido de EDTA se une a los iones de calcio y por lo tanto bloquea la cascada de coagulación permitiendo que la sangre quede anticoagulada y los eritrocitos, leucocitos y plaquetas permanezcan estables hasta 24 horas.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Sí, óxido de etileno
Vigencia:	12 meses		
Almacenamiento:	Almacenar entre 4 – 25 ° C, evitar la exposición a la luz solar directa, Si se excede la temperatura recomendada puede provocar el deterioro de la calidad del tubo tales como: pérdida de vacío, secado de aditivos líquidos y coloración.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Permite la extracción precisa de un volumen de sangre predeterminado a través del vacío
- La tapa es hermética y perforable, está incluida con un tapón de goma a prueba de fugas y autosellante para una transferencia de sangre segura y limpia
- Las tapas están codificadas por colores conforme a la norma ISO 6710 de acuerdo al aditivo para una fácil y rápida identificación del producto.
- Los tubos resisten a centrifugación y caídas.
- Los tubos están hechos de un material se pueden desechar fácilmente

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.