

TUBO ENDOBRONQUIAL



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Tubo endobronquial
Marca:	Well Lead
Material:	PVC (policloruro de vinilo) médico
Color:	Transparente
Tamaño:	32I, 35I, 37I i, 32D, 35D, 37D

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Es un tubo hueco, con o sin manguito, que se introduce de forma electiva directamente en la tráquea a través de una incisión quirúrgica o con una técnica de dilatación progresiva guiada por alambre en caso de urgencia.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Sí, óxido de etileno
Vigencia:	5 años luego de su fecha de producción		
Almacenamiento:	Almacenar en un lugar limpio, seco y protegido de la luz. Evitar frío y calor excesivos.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tubo ligero fabricado en PVC de calidad médica para mayor comodidad del paciente.
- Línea radiopaca de longitud completa para detectar la colocación correcta.
- Conector estándar ISO para conexión universal a equipos de ventilación.
- Placa de cuello impresa con información sobre el tamaño para facilitar la identificación.
- Correas incluidas en el paquete para la fijación del tubo.
- La punta lisa y redondeada del obturador reduce el traumatismo durante la inserción.
- El blíster rígido proporciona la máxima protección para el tubo.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.