

TUBO ENDOBRONQUIAL ORAL BOUGUIE



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Tubo endobronquial oral, Bougie
Marca:	Well Lead
Material:	PVC (policloruro de vinilo) médico
Color:	Transparente
Tamaño:	15FR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Se utiliza para facilitar la intubación traqueal en casos de vía aérea difícil. Su función es servir como guía flexible que se introduce primero en la tráquea, permitiendo luego deslizar el tubo endotraqueal sobre ella para asegurar una intubación correcta y segura.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Sí, óxido de etileno
Vigencia:	5 años luego de su fecha de producción		
Almacenamiento:	Almacenar en un lugar limpio, seco y protegido de la luz. Evitar frío y calor excesivos.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tipo sólido
- Para intubaciones difíciles e intercambio de tubos.
- Superficie ultra lisa para una baja fricción.
- Punta atraumática para minimizar el riesgo de traumatismo del paciente.
- La escala indica la distancia a la punta.
- Con o sin punta angulada
- Tipo hueco.
- Permite el suministro de oxígeno en caso de emergencia.
- Adaptador de oxígeno disponible a petición.
- Tipo hueco.
- Permite el suministro de oxígeno en caso de emergencia.
- Adaptador de oxígeno disponible a petición

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.