

TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALÓN



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Tubo endotraqueal sin balón
Marca:	Arosa
Material:	Cuerpo de policloruro de vinilo (PVC grado médico).
Color:	Tubo transparente y control de balón azul.
Tamaño:	11 tamaños
Presentación:	Venta x unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Este dispositivo médico desechable permite en una persona mantener la permeabilidad de la vía aérea y la función respiratoria, facilita el suave paso de oxígeno y aire, y la salida de dióxido de carbono en el paciente que no puede realizar esta función por sí mismo. Puede usarse por corto y largo período. Este tubo tiene un balón incorporado para que al inflarlo se ancle a la vía respiratoria. En el cuerpo del tubo se encuentra en toda su longitud una línea azul radiopaca para seguimiento radiológico.		
Libre de Látex	Sí	Estéril	Sí, óxido de Etileno.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave	Sí: ☒ No: ☐	Termoplástico	Sí: ☐ No: ☐	Atraumático	Sí: ☒ No: ☐
Hipoalergénico	Sí: ☒ No: ☐	Atóxico	Sí: ☒ No: ☐	Resistente	Sí: ☒ No: ☐
- Los tubos no contienen látex ni ftalatos. - El tubo posee marcas de profundidad para saber hasta dónde llega en la vía respiratoria. - Este dispositivo médico desechable se adapta a la vía respiratoria debido a su propiedad termoplástica. Su curvatura natural favorece la intubación y su característica no tóxica permite su permanencia por un tiempo prolongado. - En el cuerpo del tubo se encuentra en toda su longitud una línea azul radiopaca para seguimiento radiológico. - El French (FR) equivale al diámetro interno en mm del tubo.					

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Diámetro externo	Longitud
AATECB40	21,5 cm	6,8 gr
AATECB45	24,5 cm	8 gr
AATECB50	26,5 cm	9,5 gr
AATECB55	29,5 cm	11,3 gr
AATECB60	30,5 cm	12,7 gr
AATECB65	31,5 cm	14,7 gr
AATECB70	32,5 cm	17,2 gr