



TUBO PARA CENTRIFUGA 15ML

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Tubo para centrifuga 15ml
Marca:	Arosa
Material:	Propileno
Color:	Transparente con tapa azul
Volumen:	15ML

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Recipiente cilíndrico diseñado para contener muestras biológicas, químicas o clínicas durante el proceso de centrifugación.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Sí, con óxido de etileno
Vigencia:	5 años luego de su fecha de producción		
Almacenamiento:	Se deben almacenar en un lugar limpio, seco y a temperatura ambiente, protegidos de la luz directa, humedad y polvo. Deben mantenerse en su empaque original cerrado o en contenedores limpios para evitar contaminación y deformación, asegurando que estén listos para su uso en procedimientos donde la esterilidad no es requerida.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Material resistente: Plástico (polipropileno, poliestireno) o vidrio, capaz de soportar fuerzas centrífugas sin deformarse.
- Capacidad: Disponibles en diferentes volúmenes según la cantidad de muestra requerida.
- Tapa segura: Hermética para evitar derrames y contaminación.
- Graduados: Facilitan la medición precisa del volumen de la muestra.
- Compatibilidad: Diseñados para adaptarse a diferentes rotores y centrifugas.
- Transparente o translúcido: Permite observar el contenido durante y después del centrifugado.
- Opciones estériles o no estériles: Según el tipo de procedimiento y necesidad de evitar contaminación.
- Uso único o reutilizable: Dependiendo del material, algunos son desechables y otros pueden ser esterilizados y reutilizados.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.