

VENDAJE DE FIBRA DE VIDRIO



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Vendaje de fibra de vidrio
Marca:	Arosa
Material:	Madera y algodón 100% natural
Color:	Blanco natural.
Tallas:	Único
Presentación:	Caja de 100 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	La venda sintética de fibra de vidrio es una alternativa sintética a la versión actual o tradicional de la venda de yeso. Es indicado para la estabilización de fracturas, esguinces y torceduras u otras lesiones en los tejidos blandos. Permite la inmovilización rígida asegurando una alta efectividad clínica con el mayor confort para los pacientes.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Sí, óxido de etileno
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	en un lugar seco, limpio y a temperatura ambiente, protegido de la luz directa y la humedad, para mantener sus propiedades de resistencia y adhesión. Además, se recomienda mantenerlo en su empaque original cerrado hasta su uso.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fabricado de tejido de fibras de vidrio 100%, más resina de polímero de poliuretano.
- Cómoda aplicación.
- Liviano para facilitar el movimiento y la recuperación.
- Es 5 veces mas liviano y 20 veces mas resistente que la venda de yeso.
- Facilidad de moldeado, puede conformarse alrededor de las articulaciones sin necesidad de hacer pliegues, eliminando el riesgo de arrugas que podrían provocar puntos de presión.
- Fácil de cortar con tijeras durante su aplicación, perfecta adaptación anatómica.
- Extensible tanto de largo, ancho y en diagonal, facilitando la aplicación.
- Elevada permeabilidad al vapor de agua, evita la maceración de la piel; permite hacer "ventanas" en el molde ortopédico a fin de aumentar la comodidad del paciente.
- Fraguado rápido y comienza a moldearse entre 3 a 5 minutos dependiendo de la técnica de inmersión en el agua.
- 20 minutos después de su aplicación soporta peso, es decir permite cargas casi de inmediato.
- Acabado liso para ayudar a prevenir que el yeso sintético se enrede en la ropa o raspe la piel.
- Translúcida a Rayos X en un 70%, mejor seguimiento terapéutico.
- No toxica y libre de pirógenos

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Ancho	Largo
	2inch (5 cm)	4 yardas
	3inch (7.5cm)	4 yardas
	4inch (10cm)	4 yardas
	5inch (12.5cm)	4 yardas

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.