

CÁNULA YANKAUER



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Cánula yankauer
Marca:	Wellead y Positano
Material:	PVC grado médico
Color:	Transparente
Tamaño:	S, M y L
Presentación:	Caja x 200 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Tubo o Manguera de succión estéril utilizada para evacuar los líquidos y residuos durante procedimientos quirúrgicos.		
Libre de Látex	Sí	Estéril	Sí, óxido de Etileno.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	En un lugar limpio, seco y protegido, siguiendo normas de bioseguridad para garantizar su integridad y seguridad en el uso.		
Uso	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Punta plana con ventilación lateral que reduce agarre traumático de tejido.
- Se aplica en procedimientos quirúrgicos, odontología, cuidados intensivos, aspiración en vía aérea superior.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.