



CÁNULA DE INTUBACIÓN NASOFARÍNGEA



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Cánula de intubación nasofaríngea
Marca:	Well Lead
Material:	PVC (policloruro de vinilo) médico
Color:	Transparente
Tamaño:	22FR, 24FR, 26FR, 28FR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Está diseñada para facilitar la inserción y ofrecer la máxima comodidad al paciente. Facilita la aspiración en cuidados intensivos, anestesia general y también proporciona una vía aérea alternativa durante procedimientos de emergencia.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Sí, óxido de etileno
Vigencia:	5 años luego de su fecha de producción		
Almacenamiento:	Almacenar en un lugar limpio, seco y protegido de la luz. Evitar frío y calor excesivos.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Los anillos deslizantes están diseñados para ajustar la profundidad del tubo para mayor comodidad, al tiempo que evitan que el tubo se deslice en la vía aérea nasal más allá de la profundidad deseada.
- La brida engrosada y la brida en forma de trompeta están diseñadas para evitar que la sonda se deslice en la vía aérea nasal.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.