

# COMPRESA DE GASA ESTÉRIL 45 X 45 CM CON HILO AZUL RADIOPACO



## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>       | Compresa de gasa de estéril 45 x 45 cm con hilo azul radiopaco. |
| <b>Marca:</b>        | Arosa                                                           |
| <b>Material:</b>     | Gasa 100% algodón prelavado, con 4 dobleces x unidad.           |
| <b>Color:</b>        | Blanco natural con cinta radiopaca azul.                        |
| <b>Tamaño:</b>       | 45 x 45 cm.                                                     |
| <b>Presentación:</b> | Paquete x 5 unidades                                            |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Función:</b>       | Compresa estéril desechable con una estructura en trama de gasa de 20 a 24 hilos. Posee una cinta radiopaca azul que permite su seguimiento radiológico. Actúa absorbiendo el contenido hemático, mejorando la visión del campo quirúrgico para el cirujano. Las compresas se utilizan para realizar heostasia durante cirugías, accidentes y/o procedimiento invasivos, en las cuales se presente un sangramiento leve a moderado, incluso severo. |                |                                                                                                                 |
| <b>Libre de Látex</b> | Sí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Estéril</b> | Sí, rayos gamma, el testigo de viraje interno es un medio círculo que vira de azul a rojo tras los rayos gamma. |
| <b>Vigencia</b>       | 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                 |
| <b>Almacenamiento</b> | En un lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                 |
| <b>Uso</b>            | Producto descartable para un solo uso. <b>No reutilizar.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                 |
| <b>Empaque</b>        | Insumo en doble empaque; primario papel de grado médico y empaque secundario envase bilaminado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                 |

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                                                      |                   |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Suave</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | <b>Hipoalergénico</b> | Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | <b>Resistente</b> | Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insumo con gran capacidad de absorción (hidrófilo).</li> <li>- Post manipulación en manos, tejidos del cuerpo durante una cirugía y/o superficies inanimadas, no deja pelusas ni residuos.</li> <li>- No es elástico.</li> <li>- Inodoro, blanco y suave.</li> <li>- Adaptable y muy resistente.</li> </ul> |                                                                      |                       |                                                                      |                   |                                                                      |

## ESPECIFICACIONES PRODUCTO

| Código Interno | Ancho       | Largo       | Trama de gasa | Tira de sujeción  | Peso                | Espesor        |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------|
| AACOMGES       | 450 mm ± 10 | 450 mm ± 10 | 20-24 Hilos   | Largo 140 mm ± 10 | 100 gr x 5 unidades | 0,90 mm ± 0,02 |

**\*\* Cinta radiopaca con un largo de 100 mm ± 10 color azul**

## CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO certificate 13485-2016
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.
- Cada lote de este producto posee su certificado de esterilización vigente.