

BOLSA OSTOMIA



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Bolsa ostomia
Marca:	Arosa
Material:	Plástico impermeable en película de poliuterano
Color:	Beige
Presentación:	Venta x unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Es una bolsa drenable con aro para uso de colostomías o ileostomías, las heces que se movilizan a través del intestino salen por el estoma hasta la bolsa adherida al abdomen.		
Libre de Látex	Sí	Estéril	No
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	En un lugar limpio, seco y protegido, manteniéndolo en su empaque original cerrado para conservar su esterilidad hasta el momento de uso.		
Uso	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La base forma parte de un sistema de dos piezas y su función es adherirse a la piel impidiendo el paso de líquidos
- Sistema de cierre flexible y conveniente
- Protección de la bolsa a los dos lados de tela no tejida transpirable; suave e hipoalérgico.
- Alto confort y material de plástico impermeable
- Compuesto de filtro de carbono; separando el mal olor de los gases a expulsar.
- Contiene válvula de salida de gases, evitando que la bolsa se hinche
- No produce ruido.
- Hipoalérgico
- No toxica y libre de pirógenos

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.