

PAPEL CREPADO



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Papel crepado
Marca:	Arosa
Material:	Polipropileno.
Color:	Celeste
Tamaño:	120cm x 120cm
Presentación:	Por unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Diseñado para embalaje de dispositivos médicos antes del proceso de esterilización.		
Libre de Látex	Sí.	Estéril	No aplica.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	Lugar seco, fresco y limpio, protegido de la humedad, el polvo y la luz directa del sol, preferiblemente en su empaque original y en superficies planas para evitar deformaciones.		
Uso	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave Sí: ☒ No: ☐ **Resistencia mecánica** Sí: ☒ No: ☐ **Permeable** Sí: ☒ No: ☐

- Fabricado con celulosa de grado médico.
- No desprende fibras, polvo ni olores.
- Compatible con distintos métodos de esterilización.
- Neutro y libre de sustancias tóxicas.
- Ligero, suave y con barrera antibacteriana.
- Permite el paso del aire y del agente esterilizante.
- Resistente al agua y a la humedad.
- Evita la formación de bolsas húmedas.
- Alta resistencia mecánica y fácil manipulación.
- Conserva la esterilidad del contenido por varios meses.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO certificate 13485-2016
- CE