

SET DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES ENDOVENOSAS CON TOMA AIRE MACROGOTA Y CONTROLADOR



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Set de administración soluciones endovenosas con toma aire macrogota y controlador
Marca:	Arosa
Material:	Polipropileno 100% virgen grado médico.
Color:	Transparente.
Tamaño:	Único
Presentación:	Caja x 25 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Dispositivo médico desechable indicado para la administración de soluciones líquidas estériles endovenosas. Permite el acceso inmediato al torrente sanguíneo de líquidos, medicamentos y todo tipo de drogas indicadas por un médico. Se usa en pacientes adultos durante su permanencia en un centro de salud bajo vigilancia de un profesional del área clínica. El sistema de macrogota puede suministrar a la persona volúmenes de solución mayores a 75 ml/horas. Como norma lcc o 1 ml de solución equivale a 20 gotas.		
Libre de Látex	Sí	Estéril	Sí, óxido de Etileno.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso	Producto descartable para un solo uso. No reutilizable.		
Empaque	Cada unidad con empaque de polietileno sellado y estéril.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Apirógeno	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Flexible	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>
Hipoalergénico	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Resistente a la torsión	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Punción atraumática del matraz	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>

- Equipo mantiene integridad y no representa fuga hasta los 20 kpa x 10 segundos-
- Cámara cuenta gotas con toma de aire y filtro HEPA.
- Posee un roller clamp y un punto de inyección en Y.
- Equipo macrogota posee una longitud total de 180 cm, su extremo distal posee conector luer lock.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Longitud completa del Set	Diámetro	Grosor de pared	Longitud del roller clamp
AAEQUER	80 cm	3,5 mm	0.4 mm	55 mm

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016
- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.

