




VASO RECOLECTOR ESTÉRIL 120ML



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Vaso recolector estéril 120ml
Marca:	Arosa
Material:	Polipropileno transparente
Color:	Tapa roja con envase transparente
Volumen:	120 ml
Presentación:	Bolsa de 50 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Recoger y almacenar muestras de orina de forma segura y sin contaminación, para su análisis clínico, como estudios microbiológicos, bioquímicos o de rutina. Su diseño estéril garantiza que la muestra se mantenga incontaminada, asegurando resultados precisos.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Sí, óxido de etileno
Vigencia:	5 años luego de su fecha de producción		
Almacenamiento:	Deben almacenarse en un lugar limpio, seco y a temperatura ambiente, protegidos de la luz directa, humedad y fuentes de calor. Siempre deben mantenerse en su empaque original cerrado hasta su uso para preservar la esterilidad y evitar contaminación.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Material seguro y resistente: Fabricado en plástico médico (PP o PE) o vidrio, apto para contacto con muestras biológicas.
- Tapa hermética: Evita derrames, contaminación y pérdida de muestra.
- Graduado: Facilita la medición precisa del volumen recolectado.
- Diseño apilable: Optimiza almacenamiento y transporte en laboratorios o clínicas.
- Uso único: Previene contaminación cruzada y mantiene la integridad de la muestra.
- Compatible con análisis clínicos: Apto para microbiología, bioquímica y pruebas de rutina.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.