




VASO RECOLECTOR DE HECES 40ML



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Vaso recolector de heces 40ml
Marca:	Arosa
Material:	Polipropileno transparente
Color:	Tapa roja con envase transparente
Volumen:	40 ml
Presentación:	Bolsa de 50 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Recoger y almacenar muestras fecales de manera segura y sin contaminación, para su análisis clínico en estudios microbiológicos, parasitológicos o químicos. Su diseño permite conservar la integridad de la muestra hasta su procesamiento en el laboratorio.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Sí, óxido de etileno
Vigencia:	5 años luego de su fecha de producción		
Almacenamiento:	Deben almacenarse en un lugar limpio, seco y a temperatura ambiente, protegidos de la luz directa, humedad y fuentes de calor. Siempre deben mantenerse en su empaque original cerrado hasta su uso para preservar la esterilidad y evitar contaminación.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Material seguro y resistente: Fabricado en plástico médico (PP o PE) o vidrio, apto para contacto con muestras biológicas.
- Tapa hermética: Evita derrames, contaminación y pérdida de muestra.
- Capacidad adecuada: Permite recolectar suficiente cantidad de muestra para análisis.
- Diseño cómodo y seguro: Facilita la recolección sin derrames ni contacto directo con la muestra.
- Compatible con análisis clínicos: Apto para microbiología, parasitología y pruebas químicas de rutina.
- Fácil de transportar y almacenar: Diseño práctico que facilita su manejo en laboratorios o clínicas.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.